

使い捨てガウンの着け方と外し方

着け方

1



ガウンを首にかける

2



袖を通す

3



腰ひもを後ろで結ぶ

POINT

- 使い捨てガウンの再着用はしない
- 素手で汚染面に触れないように外し、廃棄する
- ガウンを外した後、手指衛生を行う

外し方

1



首ひもをちぎる

2



汚染面が内側になるよう腰のあたりで折りたたむ

3



袖から両腕を抜く

4



適当な大きさにまとめ、腰ひもをちぎって外し、廃棄する