



カラー

ブルー

サイズ：
XS,S,M,L,XL

ホワイト

サイズ：
XS,S,M,Lニトリルグローブ エクステンド
Nitrile Glove Extend販売名：サラヤニトリルグローブエクステンド
一般医療機器 届出番号：27B1X00120000202
非天然ゴム製検査・検診用手袋、歯科用手袋
食品衛生法適合品(厚生労働省告示第370号)

仕様

※ブルー・ホワイト共通 ※XLサイズはブルーのみ国内取り扱いしています。(ホワイトXLは海外向け)ご了承ください。

サイズ	XS	S	M	L	XL
全長 (mm)	≥240				
手のひら幅 ±5 (mm)	75	85	95	105	115
厚み (mm)	指先：0.10 ± 0.02				
	手のひら：0.08 ± 0.02				
ピンホール品質基準	AQL 1.5				
引張り強度 (MPa)	老化前 ≥26 老化後 ≥24				
最大伸長率 (%)	老化前 ≥500 老化後 ≥400				

着脱方法

※手袋を外すときは、汚染面が素手に触れないように注意し、廃棄後は手指衛生をしっかりと行うことが重要です。

着け方	外し方

品名	内容量 / 規格	1梱入数	商品コード	JANコード
サラヤニトリルグローブエクステンド ブルー	200枚入 XS	10	50966	49-87696-50966-5
	200枚入 S		50967	49-87696-50967-2
	200枚入 M		50968	49-87696-50968-9
	200枚入 L		50969	49-87696-50969-6
	170枚入 XL		50950	49-87696-50950-4
サラヤニトリルグローブエクステンド ホワイト	200枚入 XS	10	50945	49-87696-50945-0
	200枚入 S		50946	49-87696-50946-7
	200枚入 M		50947	49-87696-50947-4
	200枚入 L		50948	49-87696-50948-1

■製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
 ■写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。
 ■掲載製品の詳細については、取扱店または当社にお尋ねください。
 ■記載内容は2023年11月現在のものです。

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
TEL.06-6797-2525 <https://www.saraya.com/>Personal
Protective
Equipmentブルー/ホワイト
各200枚入

抜群の伸びのよさとフィット感で 細かな作業も快適に

- ☑ 高い強度と優れた伸縮性で手にぴったりフィット
- ☑ 機械部品の取り扱い、食品加工や盛付けなど細かい作業にも適した着用感
- ☑ 滑り防止の指先エンボス加工
- ☑ 優れた耐油性・耐薬品性
- ☑ 食品衛生法適合 (厚生省告示第370号) に加え、医療現場でも使用できる品質水準を満たした一般医療機器クラスI届出済み (届出番号27B1X00120000202)
- ☑ パウダーフリー・ラテックスフリー (すべての方にアレルギーが出ないわけではありません。)
- ☑ 左右兼用
- ☑ ディスポーザブル (単回使用)



用途

機械部品の取り扱い、食品加工や盛付けなど細かい作業にも適した着用感で、様々な場面でお使いいただけます。

- 食品加工 ● 飲食店 ● 給食 ● 機械等製造工場 ● 学校・保健室 ● 清掃作業 など



手袋を衛生的に取り出せる箱設計

手首側から1枚ずつ取り出せる箱設計で指先部分に触れることなく衛生的に取り出すことができます。



サラヤニトリルグローブエクステンド 物性データ (各サイズ共通)

バリア性

試験項目	評価結果
水酸化ナトリウム (40%) : EN374-3	>480分
ホルムアルデヒド (37%) : EN374-3	>120分
過酸化水素 (30%) : EN374-3	ブルー : 30分 ホワイト : 10分
血液由来病原体透過性 : ASTM F1671	合格

抗がん剤耐性試験 : ASTM D6978-05

試験薬剤	濃度	透過時間
カルムスチン	3.3mg/mL	ブルー : 6分 ホワイト : 5分
シスプラチン	1.0mg/mL	>240分
シクロホスファミド	20.0mg/mL	>240分
ダカルバジン	10.0mg/mL	>240分
ドキシソルピシン塩酸塩	2.0mg/mL	>240分
エトポシド	20.0mg/mL	>240分
フルオロウラシル	50.0mg/mL	>240分
メトトレキサート	25.0mg/mL	>240分
マイトマイシン C	0.5mg/mL	>240分
バクリタキセル	6.0mg/mL	>240分
チオテバ	10.0mg/mL	ブルー : 29分 ホワイト : 46分
ピンクリスチン硫酸塩	1.0mg/mL	>240分

刺激と感作性 : ISO-10993-10

試験項目	評価結果
一次皮ふ刺激 グローブが接触する皮ふへの刺激評価	無刺激
感作性試験 グローブからの抽出物による、皮ふ感作 (TypeIV: 遅延型過敏症免疫反応) について評価	目に見える変化なし

安心の
安定供給!

自社工場でのニトリル手袋の製造体制を構築。高い品質と安定供給を実現します。

自社工場の紹介動画はこちら



<当工場の特徴>

- ★製造機能に加え保管倉庫も隣接。急激な需要増にも対応します。
- ★排ガス・排水処理などに高性能設備を導入し、環境負荷の低減に配慮しています。



【自社工場外観図】