



長時間でも快適な着け心地 サージカルマスク SF Surgical Mask SF

肌に
やさしい
不織布3層
構造

※当社製品比

鼻のすきまや
ズレを防ぐ
ノーズピース

肌ざわりのよい
やわらか不織布

長時間つけても
痛くない平ひも

JIS T 9001 適合
医療用クラスⅡ

Personal
Protective
Equipment




- ① 不織布3層構造フィルターで、ウイルス・細菌飛まつ等をカット
- ② 肌ざわりのよいやわらかな不織布で快適な着け心地
- ③ 長時間つけても痛くない平耳ひもを採用
- ④ 鼻の形に変形できる樹脂製ノーズピース付
- ⑤ 異物混入を防ぐ内袋仕様 (個包装ではありません)

※マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。

サラヤサージカルマスク SF は
日本産業規格 JIS T 9001 医療用マスク
クラスⅡ 規格に適合しています

日本産業規格 JIS T 9001 医療用マスク クラスⅡ 規格適合番号 M22510004 適合番号発行元: JHPA						
試験項目	PFE	BFE	VFE	可燃性	血液バリア	安全衛生
規格値	≥98%	≥98%	≥98%	(区分1)	16.0 kPa	・通気性
適合判定	○	○	○	○	○	○

PFE: 微小粒子捕集効率 BFE: バクテリア飛まつ捕集効率
VFE: ウイルス飛まつ捕集効率 血液バリア: 人工血液バリア性
安全衛生・通気性: 圧力損失、遊離ホルムアルデヒド、蛍光試験
※本体部の性能であり、マスク全体の性能ではありません。



50枚入
フリーサイズ
色: ホワイト



品名	内容量/規格	1梱入数	商品コード	JANコード
サラヤサージカルマスク SF 50枚	50枚入/フリーサイズ	40箱	50980	49-87696-50980-1

- 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。
- 掲載製品の詳細については、取扱店または当社にお尋ねください。
- 記載内容は2025年11月現在のものです。

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里 2-2-8
TEL.06-6797-2525 <http://www.saraya.com/>