



品名	内容量 / 規格	1梱入数	商品コード	JANコード
自動手指消毒器PHD-S01	本体	1	41711	49-87696-41711-3
壁掛け金具S	本体	1	78640	—
て・きれいきスタンドS	本体	1	78641	—
外部電源用USBケーブル(2m)	本体	1	78642	—
モバイルバッテリー	本体	1	78643	—
モバイルバッテリー充電器	本体	1	78644	—
自動ドア接続用ハーネス	本体	1	78645	—
防盜ワイヤー	本体	1	78646	—

安全にご使用いただくために

- ご使用前には同梱の各種説明書や製品表示をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- ディスペンサーをご使用の際は、当社指定の薬剤をご使用ください。指定以外の薬剤をご使用になると思いがけない事故やトラブルが生じる恐れがありますので、ご使用にならないでください。
- その他、製品に関する資料等のご請求についてはお問い合わせください。

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
 ■ 写真及び印刷の仕上がりに、現品と色合いが若干異なることがあります。
 ■ 掲載製品の詳細については、取扱店・専門施工店または当社にお尋ねください。
 ■ 記載内容は2022年1月現在のものです。

サラヤ株式会社
 〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
 TEL.06-6797-2525 <https://www.saraya.com/>

高耐久
 非接触タイプ
 選べる電源タイプ
 噴射量
 5段階調整

ご使用頻度の高いシーンに最適!

自動手指消毒器
PHD-S01



高耐久 100万回

作動テスト済み

噴射量設定機能

薬液使用量 / mL

0.5 (標準) | 0.75 | 1.0 | 2.0 | 3.0

5段階切替えが可能

お好みの使用量に設定が出来ます

※設定の際には先の細い道具をご用意ください



別売オプション品



(別売)てきれいきスタンドS
商品コード:78641



(別売)壁掛け金具S
商品コード:78640

項目	内容
名称	自動手指消毒器
型式	PHD-S01
外形寸法	W162mm×D224mm (受皿除く)×H304mm D257mm (受皿含む)
製品質量	約1.9kg (薬液、電池を含まず)
材質	本体:ASA 受皿:PPE 薬液ボトル:PE
電源	単2アルカリ乾電池×4本 モバイルバッテリー 外部電源
使用環境温度	5~40℃ (薬液に適切な流動性が保たれていること)
使用環境湿度	20~85% (結露なきこと)
噴射量(1回)	0.5(標準)/0.75/1.0/2.0/3.0mL (切替可能)
薬液ボトル容量	1000mL
使用薬液	当社指定の薬液
保証期間	5年
付属品	単2アルカリ乾電池(4本) 受皿(1個) 火気厳禁シール(1枚) 導液パッキン(1個) QRコード表示板(1枚)



ロック機構付き

ロック解除 | ロック

薬液充填方法



別売オプション品

(別売)外部電源用USBケーブル(2m)
商品コード:78642

(別売)モバイルバッテリー
商品コード:78643

(別売)モバイルバッテリー充電器
商品コード:78644

選べる電源タイプ

アルカリ乾電池での駆動に加え、オプションのモバイルバッテリーでの使用や、オプションの充電器と外部電源USBケーブルを用いて外部電源接続も可能です。

使用薬液

速乾性手指消毒剤
ウィル・ステラVH (指定医薬部外品)

原液 液状 火気厳禁

エタノールを有効成分とする速乾性のアルコール製剤。ノンエンベロープウイルスを含む幅広いウイルス・細菌に効果を発揮します。
エタノール濃度:76.9~81.4 vol%



5L
商品コード:42308

手指消毒用アルコール
アルベット手指消毒用α (指定医薬部外品)

原液 液状 火気厳禁

食品添加物にも使用されている成分配合で食品取り扱い者の手指消毒に最適です。ノンエンベロープウイルスにも効果を発揮します。
エタノール濃度:71.8W/w% (76.9~81.4 vol%)



5L
商品コード:41238

速乾性手指消毒剤
ヒビスコールSH (指定医薬部外品)

原液 液状 火気厳禁

有効成分クロルヘキシジングルコン酸塩を0.1W/v%含有する速乾性の手指消毒剤で、エタノール蒸発後も効果が持続します。手荒れ軽減にも配慮しております。
エタノール濃度:72.3W/w% (約79vol%)



5L
商品コード:42308

速乾性手指消毒剤
手指消毒剤HL (指定医薬部外品)

原液 液状 火気注意

ウイルス・細菌に対し消毒効果を発揮・持続します。2種類の保湿成分をバランスよく配合し手荒れ軽減に配慮。消防法上の危険物非該当です。
有効成分:クロルヘキシジングルコン酸塩0.1W/v%
エタノール濃度:55W/w% (63vol%)



5L
商品コード:42317