

ノータッチ式ディスペンサーGUD-500-PHJ 仕様書

項 目	内 容	
1. 名 称	ノータッチ式ディスペンサー	
2. 型 式	GUD-500-PHJ	
3. 使 用 方 法	ノズルの下に両手を揃えて差し出す	
4. 外 形 寸 法	本体：W113×D103×H225mm 別売オプション品トレイC型装着時：W113×D206×H237mm	
5. 材 質	カバー . . . PP ケース . . . PP 透明窓 . . . PP 内部メカケース . . . ABS 乾電池ケース . . . PP 他	
6. 製 品 質 量	約 585g (薬液、付属品、梱包部品除く)	
7. 薬 液 容 器	専用 500mL ボトル	
8. 電 源	アルカリ乾電池 単 3×4 本 ニッケル水素充電電池 単 3×4 本 ※製品には同梱されていません。	
9. 使用環境温度	5～40℃ (薬液に適切な流動性が保たれていること)	
10. 使用環境湿度	20～85% (結露なきこと)	
11. 使 用 薬 液 / 吐 出 量	カートリッジ仕様	
	ボトル	専用 500mL カートリッジフォームボトル
	石けん (泡) 使用薬液	シャボネット P-5 シャボネットユ・ム P-5 シャボネットフォーミングハンドソープ ・グリーンアップル ・シトラス ・グリーンフォレスト ウォッシュボン S フォーム ウォッシュボンシトラスフォーム C マリンホイップ
	吐出量	約 0.5mL

	消毒液 (霧)	ボトル	専用 500mL カートリッジスプレーボトル	
		使用薬液	ヒビスコール S ヒビスコール SH ヒビスコール SHL アルペット手指消毒用 ウィル・ステラ VH	
			噴射量	約 1.5mL
			ディスポーザブル仕様	
	石けん (泡)	ボトル	専用 500mL ディスポーザブルフォームボトル	
		使用薬液	シャボネットユ・ム P-5 弱酸性ハンドソープ	
		吐出量	約 0.5mL	
	消毒液 (霧)	ボトル	専用 500mL ディスポーザブルスプレーボトル	
		使用薬液	ウェル・ステラ VH	
		吐出量	約 1.5mL	
12.別売オプション品	<p>トレーC型 壁取付セット C型 専用 500mL カートリッジボトル</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 500mL カートリッジボトル フォーム用 ・ 500mL カートリッジボトル スプレー用 <p>薬剤入り専用 500mL ディスポーザブルボトル</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ SV ユ・ム P-5 500mL GUD500 用 ・ 弱酸性ハンド泡 500mL GUD500 用 ・ ウィルステラ VH500mL GUD500 用 ・ ウィルステラ VH500 一般 GUD500 用 			

※本仕様は性能向上のため、予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

作成年月日 2013年 8月 19日

サラヤ株式会社

東京サラヤ株式会社

