

ノータッチ式ディスペンサーUD-1600 仕様書

| 項目 | 内 容 | |
|------------|--|-----------|
| 1. 名称 | ノータッチ式ディスペンサー | |
| 2. 型式 | UD-1600 | |
| 3. 使用方法 | ノズルの下に両手を揃えて差し出す | |
| 4. 寸法 | 本体：W:154×D:100×H:287 [mm] 別売オプション品トレーD型装着時：W:154×D:109×H:411 [mm] | |
| 5. 材質 | ケース・・・・・・・・ABS スライド部品・・・・POM | |
| 6. 製品質量 | 約 785 [g]（梱包、付属品、取付板および薬液は除く） | |
| 7. 薬液容器 | 1200mL カートリッジボトル | |
| 8. 使用薬液 | 当社指定の薬液 | |
| 9. 吐出量 | 石けん（リキッド） | 約 1.0mL／回 |
| | 手指消毒剤（ジェル） | 約 1.2mL／回 |
| | 手指消毒剤（スプレー） | 約 1.5ml／回 |
| | 手指消毒剤（ローション） | 約 1.0ml／回 |
| 10. 電源 | アルカリ乾電池（単2×4本）（本製品には付属していません。） | |
| 11. 使用環境温度 | 5～40 [°C]（使用する薬液の注意事項にも注意すること） | |
| 12. 使用環境湿度 | 20～80 [%]（結露なきこと） | |

作成年月日 2022年6月1日

本仕様は性能向上のため、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。

サラヤ株式会社

東京サラヤ株式会社

