

サラヤ自動手指消毒器 HDI-2020型 仕様書

屋内用

項 目	内 容		
名 称	サラヤ自動手指消毒器		
型 式	HDI-2020型/HDI-2020型自動ドア連動機能付		
製 品 質 量	約2.4kg / 約2.5kg(消毒液、付属品、梱包部品は除く)		
外 観 寸 法	W250mm×D241mm×H266mm		
外 観 材 質	本体 : PP 蓋 : PP(透明) フード: PP トレイ: PP		
電 源	定格電源(周波数) : AC100V(50/60Hz 共用) 定格消費電力 : 待機 1W 作動時 5W 電源コード(長さ 約 1.8m)		
出 力 自動ドア連動機能付	無電圧リレー接点 1a		
接 点 容 量 自動ドア連動機能付	AC125V 3A, DC30V 3A		
使 用 薬 液	消毒液 (霧)	使用 薬液	ヒビスコール SH、ヒビスコール SHL ヒビスコール液 A、ヒビスコール液 S アルペット手指消毒用α ウィル・ステラ VH 一般用
噴 射 量	約1mL～約5mL間で1mLごとに調整可能(初期設定値 3mL)		
薬 液 タ ン ク	専用タンク(容量 約1L)		
使 用 環 境 温 度	5～40℃(薬液に適切な流動性が保たれていること)		
使 用 環 境 湿 度	20～85%(結露なきこと)		
別売オプション品	架台スタンド HDI 用 壁付けホルダーHDI 用 * 既存の架台スタンド・壁付けホルダーとは、ねじピッチが違っています。既存の架台スタンドは交換用天板を、既存の壁付けホルダーには、アダプターを使うことで使用できます。		

※本仕様は性能向上のため、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。

作成年月日 2018年7月3日

サラヤ株式会社

東京サラヤ株式会社

