

コロコ自動うがい器 仕様書

CO - SR型

項目	内容
名称	・コロコ自動うがい器
型式	・CO - SR型(洗面器の横付式)
認証登録番号	・給水器具：Z - 43
使用方法	・本器を水道水に接続し、プッシュボタンを押すことにより、ノズルより噴出する希釈されたうがい液を口に含み、うがいをした後、洗面器内に吐き出します。
設置	・洗面器の横(左右取り付け可能)の床面に固定します。このうがい器は、付属品の固定金具と木ねじ(カールプラグ)にて床面に固定します。
外観寸法	・W170 mm×D320 mm×H789 mm (高さ 789 mm~854 mm 調整可)
外観材質	・ノズル：真鍮(ニッケルクロームメッキ) ・ノズルカバー：ABS樹脂(ニッケルクロームメッキ) ・プッシュボタン：真鍮(ニッケルクロームメッキ) ・天板：ステンレス鋼板(SUS304) ・本体：亜鉛鋼板(アクリル樹脂焼付塗装) ・架台：ステンレス鋼板(SUS304)
製品質量	・約8.5 Kg(梱包、付属品および薬液は除く)
薬液	・薬液タンク(PE製)容量3Lまたは5L ・交換式
薬液供給方法	・アスピレーター方式
給水口	・給水口：G1/2 オスネジ
流体仕様	・流体：水道水、うがい薬 ・使用可能圧力範囲：0.1~0.74 MPa {1.0~7.5kgf/cm ² } (減圧弁を使用)

作成年月日 1999年3月1日

本仕様は性能向上のため、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。

サラヤ株式会社
東京 サラヤ株式会社

