

プッシュ式うがいディスペンサー

CLOCLE (コロックル) CD-500 仕様書

項目	内容
1. 名称	プッシュ式うがいペンサー CLOCLE (コロックル)
2. 型式	CD-500
3. 使用方法	カバーの上にコップを置きボタンを1回押して薬液を吐出させ、コップに80~100mLの水を入れて薄めうがいをする。
4. 外形寸法	本体：W102×D165×H214mm (小数点以下切り上げ)
5. 製品質量	約310g (梱包、付属品、薬液は除く)
6. 主な材質	ケース・・・ABS カバー・・・ABS プッシュボタン・・・POM
7. 使用環境温度	5~40℃ (薬液に適切な流動性が保たれていること)
8. 使用環境湿度	20~85% (結露なきこと)
9. 使用薬液	うがい薬コロロ 500mL ディスポ (専用薬液、別売)
10. 吐出量	約1.0mL/回

※本仕様は性能向上のため、予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

作成年月日 2016年9月21日

サラヤ株式会社

東京サラヤ株式会社

