

いのちをつなぐ

**SARAYA**

ミュークリーンⅡ

## 禁忌事項

やってはいけない事


禁忌事項



本コンテンツは、サラヤ株式会社・東京サラヤ株式会社ならびに関係会社における教育ツールの一環として制作されたものであり、許可の無い使用および転載、その他一切の権利を侵害する行為を禁止します。

ムークリーンII

禁忌事項




本体は水洗いしたり、水をかけたりしないでください。



ミュークリーンII

禁忌事項




薬液は薄めたり、他の薬剤と混ぜないでください。



ムークリーンII

禁忌事項



本装置から異臭を感じた時は、そのまま運転を継続しない。



ミュークリーンII

禁忌事項



ピュアスター生成水には、薬剤を混ぜないでください。





ノズルを延長して使用しないでください。

ミュージックII

完了

いのちをつなぐ

**SARAYA**