プッシュ式うがいディスペンサー

CLOCLE（コロックル）CD-500　仕様書

項　　目	内　　容
1. 名　　称	プッシュ式うがいペンサー　CLOCLE（コロックル）
2. 型　　式	CD-500
3. 使　用　方　法	カバーの上にコップを置きボタンを 1 回押して薬液を吐出させ、 コップに 80～100mL の水を入れて薄めうがいをする。
4. 外　形　寸　法	本体：W102×D165×H214mm（小数点以下切り上げ）
5. 製　品　質　量	約 310g（梱包、付属品、薬液は除く）
6. 主　な　材　質	ケース・・・ABS カバー・・・ABS プッシュボタン・・・POM
7. 使 用 環 境 温 度	5～40℃（薬液に適切な流動性が保たれていること）
8. 使 用 環 境 湿 度	20～85%（結露なきこと）
9. 使　用　薬　液	うがい薬コロロ 500mL ディスポ（専用薬液、別売）
10. 吐　　出　　量	約 1.0mL/回

※本仕様は性能向上のため、予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

作成年月日　2016 年 9 月 21 日

サラヤ株式会社

東京サラヤ株式会社

発　行
'16.09.21
サラヤ株式会社
SARAYA CO.,LTD.